


1




Center support on your back. Ensure large loop patch is on left side.

Soporte central en su espalda. Asegúrese que la tira de velcro larga esté al lado izquierdo.

Centrez la ceinture sur vos lombaires. Assurez-vous que la grande boucle se trouve sur le côté gauche.

2




Pull left side firmly across the middle section of your torso.

Tire fermement del lado izquierdo a través de la sección media de su torso.

Tirez fermement le côté gauche pour l'amener au centre de votre buste.

3




Pull right side firmly across, and attach to the hook and loop closures.

Tire del lado derecho con firmeza hacia el lado opuesto y adhiera a los cierres de gancho y velcro.

Tirez fermement le côté droit pour l'attacher au crochet et à la fermeture de la boucle.

4




Pull side pulls firmly around your torso. Attach left side pull first, followed by right side pull.

Tire de las bandas laterales firmemente alrededor de su torso. Adhiera la banda del lado izquierdo primero, después la banda del lado derecho.

Tirez fermement les sangles autour de votre buste. Attachez la sangle de gauche en premier, puis la sangle de droite.

5



If applicable, place the optional rigid insert into the open slot for added support

Si es el caso, ponga el inserto rígido opcional en la ranura abierta para mayor soporte.

Le cas échéant, placez la plaque rigide dans la fente ouverte pour un soutien supplémentaire.



## Back Supports Instructions for Use

### Soportes para la espalda Instrucciones de Uso Ceintures lombaires Mode d'utilisation

Breg, Inc.  
2885 Loker Ave. East  
Carlsbad, CA 92010 USA  
P: 1-800-321-0607 | +1-760-795-5440  
F: +1-760-795-5295  
www.breg.com



## WARNINGS



**WARNING:** Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.

**WARNING:** If you experience, or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.

**WARNING:** This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your licensed health care professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.

**CAUTION:** Follow application and care process described in instructions.

**CAUTION:** For single patient use only.



## ADVERTENCIAS



**ADVERTENCIA:** Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.

**ADVERTENCIA:** Si usted experimenta, o tienen aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.

**ADVERTENCIA:** Este dispositivo no va a evitar o reducir las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte con su médico sobre el nivel seguro y apropiado de actividad mientras esté usando este dispositivo.

**PRECAUCIÓN:** Siga el proceso de aplicación y cuidado descrito en las instrucciones.

**PRECAUCIÓN:** Para uso en un solo paciente.



## ADVERTISSEMENTS



**ATTENTION:** Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez toutes les instructions attentivement.

**ATTENTION:** En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation cutanée ou d'autres réactions indésirables lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un professionnel de la santé.


**ATTENTION:** Cet appareil ne peut ni prévenir ni réduire toutes les blessures. La réadaptation et les changements aux activités sont aussi essentielles à un programme de traitement sécuritaire. Consultez un professionnel de la santé pour établir le niveau approprié d'activité avec cet appareil.

**MISE EN GARDE:** Suivez le mode d'utilisation et d'entretien décrit dans ce guide.

**MISE EN GARDE:** À utiliser pour un seul patient.


## CARE & WASHING INSTRUCTIONS

Hand wash in cold water with a mild detergent, rinse and lay flat to air dry.



## LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y LAVADO

Lave a mano en agua fría con un detergente suave, enjuáguelo y póngalo en posición plana para que se seque al aire.



## INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE LAVAGE

Laver à la main dans de l'eau froide avec un savon doux. Rincer et sécher à plat.

