

⚠️ WARNINGS ⚠️

WARNING: Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.

WARNING: If you experience, or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.

WARNING: This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your licensed health care professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.

CAUTION: Follow application and care process described in instructions.

CAUTION: For single patient use only.

⚠️ ADVERTENCIAS ⚠️

ADVERTENCIA: Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.

ADVERTENCIA: Si usted experimenta, o tienen aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.

ADVERTENCIA: Este dispositivo no va a evitar o reducir las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte con su médico sobre el nivel seguro y apropiado de actividad mientras esté usando este dispositivo.

PRECAUCIÓN: Siga el proceso de aplicación y cuidado descrito en las instrucciones.

PRECAUCIÓN: Para uso en un solo paciente.

⚠️ AVERTISSEMENTS ⚠️

ATTENTION: Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez toutes les instructions attentivement.

ATTENTION: En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation cutanée ou d'autres réactions indésirables lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

ATTENTION: Cet appareil ne peut ni prévenir ni réduire toutes les blessures. La réadaptation et les changements aux activités sont aussi essentielles à un programme de traitement sécuritaire. Consultez un professionnel de la santé pour établir le niveau approprié d'activité avec cet appareil.

MISE EN GARDE: Suivez le mode d'utilisation et d'entretien décrit dans ce guide.

MISE EN GARDE: À utiliser pour un seul patient.




Universal Shoulder Slings and Immobilizers Instructions for Use

Inmovilizadores y cabestrillos universales de hombro Instrucciones de Uso

Écharpes universelles et immobilisateurs pour épaule Mode d'utilisation

Breg, Inc.
2885 Loker Ave. East
Carlsbad, CA 92010 USA
P: 1-800-321-0607 | +1-760-795-5440
F: +1-760-795-5295
www.breg.com

1




To adjust the size of the universal sling, roll the cuff at the front of the sling to the correct arm length. Slide arm into the sling.

Para ajustar el tamaño del cabestrillo universal, ruede el puño en la parte delantera del cabestrillo a la longitud correcta del brazo. Deslice el brazo en el cabestrillo.

Pour ajuster la taille de l'écharpe universelle, roulez la manchette à l'avant de l'écharpe à la longueur correcte du bras. Enfillez le bras dans l'écharpe.

2




Wrap shoulder strap around neck and shoulders. Lace strap end through O-ring and attach to shoulder strap.

Envuelva la correa de hombro alrededor del cuello y los hombros. Pase el extremo de la correa a través del (los) anillo(s) en O y sujétela a la correa de hombro.

Enrouler la sangle autour du cou et des épaules. Enfiler le bout de la sangle dans l'anneau (les anneaux) en O et attacher à la courroie d'épaule.

3



Shoulder Immobilizer: After fitting the sling as indicated above, feed waist strap through plastic ring at the back. Wrap snugly around the waist and secure the strap to the Velcro® patch on the front of the sling.

Inmovilizador de hombro: después de colocar el cabestrillo como se indicó anteriormente, ajuste la correa de la cintura utilizando el aro plástico en la parte posterior. Envuelva de manera que quede apretado alrededor de la cintura y asegure la correa en el parche de Velcro® en la parte frontal del cabestrillo.

Immobilisateur pour épaule: Après avoir ajusté l'écharpe comme indiqué ci-dessus, faites passer la ceinture dans l'anneau de plastique à l'arrière. Enveloppez confortablement autour de la taille et fixez la ceinture à la bande VelcroMD sur le devant de l'écharpe.

CARE & WASHING INSTRUCTIONS

Hand wash in cold water with a mild detergent, rinse and lay flat to air dry.



LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y LAVADO

Lave a mano en agua fría con un detergente suave, enjuáguelo y póngalo en posición plana para que se seque al aire.



INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE LAVAGE

Laver à la main dans de l'eau froide avec un savon doux. Rincer et sécher à plat.

