

## ⚠️ WARNINGS ⚠️

**WARNING:** Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.

**WARNING:** If you experience, or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.

**WARNING:** This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your licensed health care professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.

**CAUTION:** Follow application and care process described in instructions.

**CAUTION:** For single patient use only.

## ⚠️ ADVERTENCIAS ⚠️

**ADVERTENCIA:** Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.

**ADVERTENCIA:** Si usted experimenta, o tienen aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.

**ADVERTENCIA:** Este dispositivo no va a evitar o reducir las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte con su médico sobre el nivel seguro y apropiado de actividad mientras esté usando este dispositivo.

**PRECAUCIÓN:** Siga el proceso de aplicación y cuidado descrito en las instrucciones.

**PRECAUCIÓN:** Para uso en un solo paciente.

## ⚠️ AVERTISSEMENTS ⚠️

**ATTENTION:** Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez toutes les instructions attentivement.

**ATTENTION:** En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation cutanée ou d'autres réactions indésirables lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

**ATTENTION:** Cet appareil ne peut ni prévenir ni réduire toutes les blessures. La réadaptation et les changements aux activités sont aussi essentielles à un programme de traitement sécuritaire. Consultez un professionnel de la santé pour établir le niveau approprié d'activité avec cet appareil.

**MISE EN GARDE:** Suivez le mode d'utilisation et d'entretien décrit dans ce guide.

**MISE EN GARDE:** À utiliser pour un seul patient.



## Calf Sleeve

### Instructions for Use

### Manga para pantorrilla

### Instrucciones de uso


### Manchon de mollet

### Mode d'utilisation



2885 Loker Ave East  
Carlsbad, CA 92010 USA  
Toll Free Tel: 1-800-321-0607  
Local: +1-760-795-5440  
Fax: +1-760-795-5295  
www.breg.com


© 2017 Breg, Inc. All rights reserved.



E/U authorized representative  
MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover  
Germany

## CALF SLEEVE

1



### 1. Apply Calf Sleeve

Grasp edges of the sleeve at the larger opening. Step through sleeve, pulling it up to the calf so it is centered below the knee and above the ankle.


### 1. Aplicar la manga para pantorrilla

Tomar los bordes de la manga por la abertura más grande. Pasar la pierna por la manga, jalándola hacia la pantorrilla de modo que quede centrada debajo de la rodilla y por encima del tobillo.

### 1. Posez le manchon de mollet

Saisissez les bords du manchon par la plus grande ouverture. Passez la jambe par le manchon, en tirant vers le haut de sorte que le manchon soit centré sous le genou et au-dessus de la cheville.

2



Cut between hem line stitch to shorten length (optional)

Recorte por la puntadas del dobladillo para acortar el largo (opcional).

Coupez entre les lignes sur la couture du rebord pour raccourcir la longueur (optionnel)

Cut between hem line stitch to shorten length (optional)

Recorte por la puntadas del dobladillo para acortar el largo (opcional).

Coupez entre les lignes sur la couture du rebord pour raccourcir la longueur (optionnel)

### 2. Adjust length (optional)

To adjust length, cut between the additional hem line stitches at the top and/or bottom of the sleeve as shown.

### 2. Ajustar el largo (opcional)


Para ajustar el largo, recortar entre las puntadas del ruedo adicionales en la parte superior o inferior de la manga, como se muestra.

### 2. Réglez la longueur (en option)

Pour régler la longueur, coupez entre les points supplémentaires de la ligne de l'ourlet en haut et/ou en bas du manchon, comme indiqué.


### CARE & WASHING INSTRUCTIONS

Hand wash in cold water with a mild detergent, rinse and lay flat to air dry.



### LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y LAVADO

Lave a mano en agua fría con un detergente suave, enjuáguelo y póngalo en posición plana para que se seque al aire.



### INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE LAVAGE

Laver à la main dans de l'eau froide avec un savon doux. Rincer et sécher à plat.

