


1



Versa Fit Wrist Brace
Órtesis para muñeca Versa Fit
Orthèse de poignet Versa Fit

Versa Fit Wrist Brace w/ Thumb Spica
Órtesis para muñeca Versa Fit con férula para pulgar
Orthèse de poignet Versa Fit avec spica du pouce


Versa Fit Wrist Brace: Slide affected hand into brace, gently guiding the thumb through the thumb hole. **Versa Fit Wrist Brace w/ Thumb Spica:** Slide affected hand into brace, gently guiding the thumb into the thumb support.

Órtesis para muñeca Versa Fit: Deslice la mano afectada en la órtesis, guiando cuidadosamente el pulgar a través del orificio para el pulgar. **Órtesis para muñeca Versa Fit con férula para pulgar:** Deslice la mano afectada en la órtesis, guiando cuidadosamente el pulgar a través del soporte para el pulgar.

Orthèse de poignet Versa Fit : Glissez la main atteinte dans l'orthèse, en guidant doucement le pouce à travers l'orifice pour le pouce.

Orthèse de poignet Versa Fit avec spica du pouce : Glissez la main atteinte dans l'orthèse, en guidant doucement le pouce à travers l'orifice pour le pouce.

4




Gently pull on the straps until the brace is taut; the Versa Fit panel will automatically adjust to the user's hand size. The proximal strap (A) locks the panel into functional size. **NOTE:** Do not overtighten. For best results, adjust the strap a second time to ensure a comfortable fit or continue to adjust as necessary.

Tire suavemente de las correas hasta que la órtesis quede ajustada; el panel Versa Fit se ajustará automáticamente al tamaño de la mano del usuario. La correa proximal (A) cierra el panel al tamaño funcional. **NOTA:** No apretar excesivamente. Para obtener mejores resultados, ajuste la correa una segunda vez para garantizar una colocación cómoda o continúe ajustando según sea necesario.

Tirez doucement sur les sangles jusqu'à ce que l'orthèse soit tendue; le panneau Versa Fit s'adaptera automatiquement à la taille de la main de l'utilisateur. La sangle proximale (A) verrouille le panneau dans sa taille fonctionnelle. **REMARQUE :** Ne serrez pas trop fort. Pour de meilleurs résultats, réglez la sangle une deuxième fois pour assurer un ajustement confortable ou continuez à l'ajuster au besoin.

2



Versa Fit Wrist Brace
Órtesis para muñeca
Versa Fit
Orthèse de poignet
Versa Fit

Palmar Crease
Pliegue palmar
Pli palmaire


Versa Fit Wrist Brace w/ Thumb Spica
Órtesis para muñeca Versa Fit con férula para pulgar
Orthèse de poignet Versa Fit avec spica du pouce

Position the bottom front edge of the brace below the palmar crease.

Coloque el borde frontal inferior de la órtesis por debajo del pliegue palmar.

Positionnez le bord inférieur avant de l'orthèse sous le pli palmaire.

3



Versa Fit Wrist Brace
Órtesis para muñeca Versa Fit
Orthèse de poignet Versa Fit


Versa Fit Wrist Brace w/ Thumb Spica
Órtesis para muñeca Versa Fit con férula para pulgar
Orthèse de poignet Versa Fit avec spica du pouce

Thread loop straps through the D-rings.

Inserte las correas del bucle a través de los anillos D.

Enfilez les boucles de sangle dans les anneaux en D.

5



Versa Fit Wrist Brace
Órtesis para muñeca Versa Fit
Orthèse de poignet Versa Fit

Versa Fit Wrist Brace w/ Thumb Spica
Órtesis para muñeca Versa Fit con férula
para pulgar
Orthèse de poignet Versa Fit avec spica du pouce

Versa Fit Wrist Brace: Final application. **Versa Fit Wrist Brace w/ Thumb Spica:** Apply loop thumb strap around thumb attaching to hook. Final application.

Órtesis para muñeca Versa Fit: Aplicación final. **Órtesis para muñeca Versa Fit con férula para pulgar:** Aplique la correa de la presilla del pulgar alrededor del pulgar fijándola al gancho. Aplicación final.

Orthèse de poignet Versa Fit : Pose finale. **Orthèse de poignet Versa Fit avec spica du pouce :** Appliquez la boucle de sangle pour le pouce autour du pouce en l'attachant au crochet. Pose finale.



Versa Fit® Wrist Brace Instructions for Use

Example illustrates right hand brace application.

Órtesis para muñeca Versa Fit Instrucciones de Uso

El ejemplo muestra la aplicación de la órtesis para la mano derecha.

Orthèse de poignet Versa Fit Mode d'utilisation

L'exemple illustre la pose de l'orthèse droite.

Breg, Inc.
2885 Loker Ave. East
Carlsbad, CA 92010 USA
P: 1-800-321-0607 | +1-760-795-5440
F: +1-760-795-5295
www.breg.com

© 2019 Breg, Inc. All rights reserved.
Versa Fit is a registered trademark of Ortho Systems, Inc.



WARNINGS



WARNING: Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.

WARNING: If you experience or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.

WARNING: This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your licensed health care professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.

CAUTION: If swelling increases or pain, numbness or skin irritation occurs, discontinue use and contact your medical provider immediately. This product is only a support device, not to prevent injuries or prevent recurrence of injuries.

CAUTION: Follow application and care process described in instructions.

CAUTION: For single patient use only.



ADVERTENCIAS



ADVERTENCIA: Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.

ADVERTENCIA: Si usted experimenta o tienen aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.

ADVERTENCIA: Este dispositivo no va a evitar o reducir las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte con su médico sobre el nivel seguro y apropiado de actividad mientras esté usando este dispositivo.

PRECAUCIÓN: Si la inflamación o el dolor aumentan, o si se presenta entumecimiento o irritación de la piel, suspenda el uso y comuníquese con su proveedor médico de inmediato. Este producto es únicamente un dispositivo de apoyo, no evita lesiones ni la recurrencia de lesiones.

PRECAUCIÓN: Siga el proceso de aplicación y cuidado descrito en las instrucciones.

PRECAUCIÓN: Para uso en un solo paciente.



ADVERTISSEMENTS



AVERTISSEMENT : Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez toutes les instructions attentivement.

AVERTISSEMENT : En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation cutanée ou d'autres réactions indésirables lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

AVERTISSEMENT : Cet appareil ne peut ni prévenir ni réduire toutes les blessures. La réadaptation et les changements aux activités sont aussi essentielles à un programme de traitement sécuritaire. Consultez un professionnel de la santé pour établir le niveau approprié d'activité avec cet appareil.


ATTENTION : Si le gonflement augmente ou si une douleur, un engourdissement ou une irritation cutanée se produit, cessez l'utilisation et joignez immédiatement votre fournisseur de soins de santé. Ce produit n'est qu'un dispositif de soutien et n'est pas destiné à prévenir les blessures ou à empêcher qu'elles se reproduisent.

ATTENTION : Suivez le mode d'utilisation et d'entretien décrit dans ce guide.

ATTENTION : À utiliser pour un seul patient.


CARE & WASHING INSTRUCTIONS

Remove metal stay. Hand wash in cold water with a mild detergent, rinse and lay flat to air dry.



LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y LAVADO

Retire la estancia de metal. Lave a mano en agua fría con un detergente suave, enjuáguelo y póngalo en posición plana para que se seque al aire.



INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE LAVAGE

Retirez le support de métal. Laver à la main dans de l'eau froide avec un savon doux. Rincer et sécher à plat.

